

A Walkease tömbök egy speciális összetételű etilén-vinil-acetát (EVA) anyagból készülnek. A patára cianoakrilát ragasztószerezrel rögzíthető. A Walkease tömb olcsó és egyszerűen használható. Nincs szükség különleges képzettségre és tapasztalatra. A jelen útmutatóban ismertetett utasításokat be kell tartani. Ha figyelmen kívül hagyja a jelen útmutatóban ismertetett utasításokat, az valószínűleg oda vezet, hogy a ragasztószerez nem köt.

A Walkease tömbökkel a paták kisebb sérülései javíthatók ki. Ideálisak olyan problémák esetén, mint a vékony talp, illetve más olyan állapotok, amelyek esetében 2-3 hét lábadozási idő szükséges. Súlyos, hosszú lábadozási idővel járó sérülések esetén más rendszerek használata javallott.

A Walkease ragasztó a legtöbb pata-ragasztótól eltér. A ragasztó aktiválásához a patában és a levegőben található természetes nedvességre van szükség. **A patát nem szabad mesterségesen megszáritani (meleg levegővel vagy alkohollal).** Rendkívül hidegben, amikor a levegő nagyon száraz, a ragasztó aktiválásához hosszabb időre lehet szükség. (Segít, ha a patára való helyezés előtt néhányszor közelről rálehel a beragasztózott felületre.)

A hosszú eltarthatóság érdekében javasoljuk, hogy felnyitás előtt a ragasztót hűtőszekrényben tárolja. Használata szobavagy testhőmérsékleten a legmegfelelőbb. Ideális megoldás, ha használat előtt kiveszi a hűtőszekrényből, és egy ideig a zsebében tartja.

A felhelyezés menete:

A sérült talp kezelését be kell fejezni, majd az egészséges talpat elő lehet készíteni a tömb felhelyezésére. Attól függetlenül, hogy a pata előkészítésére milyen más eszközöket használtak, a Walkease reszelővel le kell reszelni a pata felületét. Ez a reszelő biztosítja a tökéletesen tiszta és sima felületet, amelyre a Walkease tömb felhelyezhető. A reszelőt tisztán kell tartani.

Vigyázzon a Walkease tömbre, hogy a ragasztandó felület tiszta maradjon. Mérje hozzá a tömböt a patához, ellenőrizve annak méretét és formáját. Válassza a megfelelő méretet, amely mindenhol megtámasztja a pata falát, de nem nyúlik túl túlságosan.

Ha a Walkease ragasztót használja, mindig viseljen kesztyűt. Vigyen fel egy kevés ragasztót a tömbre (max. 2 ml). Ne használjon túl sok ragasztót. A főleges mennyiségű ragasztó miatt a ragasztás sikertelen lesz. Határozott mozdulattal nyomja rá a tömböt a patára. Körülbelül 10 másodpercig gyakoroljon rá állandó nyomást, ezt követően érezni fogja, hogy a tömb "tapad". (Hideg időben ennél hosszabb időre lehet szükség.) Amint a "tapadást" érzi, azonnal engedje le a patát, hogy az állat teljes súlyával ránehezedhessen a tömbre, véglegesítve a tapadást. A Walkease tömb nem illeszkedik megfelelően, ha az állat nem nehezedik rá, mielőtt a ragasztó megkötne.

Az állat súlya alatt a ragasztó nagyon gyorsan megköt. A főleges ragasztó kinyomódik, és a tömb hozzáilleszkedik a pata felületéhez. Ez javítja a tapadást az érintkezési felületen, és erősebb kötést eredményez. Hideg időben a kötési idő valamennyire megnőhet, így kicsit tovább hagyja állni a tömbön az állatot, mielőtt szabadon engedné.

A Walkease tömböket általában nem szükséges eltávolítani. 2-3 hét elteltével természetes módon lekopnak.

Shoof kereskedőjén keresztül rendelhet további tömböket és ragasztót.

1. ábra: Szükség szerint kezelje a sérült talpat.
2. ábra: A reszelővel készítse elő a talpat a ragasztásra.
3. ábra: Vigyen fel egy kevés ragasztót a tömbre.
4. ábra: Határozott mozdulattal nyomja rá a tömböt az egészséges talpra, úgy, hogy túlnyúljon a pata falán.
5. ábra: Azonnal engedje le a lábat, hogy az állat ránehezedhessen a tömbre.

Nota bene : nézd meg „ a ragasztó kötési ideje „ táblázatban az első oldalon

