

Walkease klosser er laget av et spesial designet etylenevinyl acetat (EVA) materiale. Klossene festes på hovene med cyanoacrylate lim. Walkease klosser er rimelige og veldig enkle å bruke. Ingen spesielle ferdigheter eller erfaring behøves. Retningslinjene i denne instruksjonen må følges. Fravikes disse instruksjonene kan det resultere i at limet feiler.

Walkease klosser er ment å brukes til å reparere små hov skader. De er ideelle for å fikse plager slik som tynne såler, og andre tilstander som trenger 2-3 ukers heving. For alvorlige skader som behandles med langtids heving, bør man bruke andre systemer.

Walkease lim er forskjellig fra de fleste andre hov-kloss limer. Den naturlige fuktigheten i hovene og i atmosfæren er nok til å aktivere limen. **Hoven må ikke være kunstig tørket (varmluft eller alkohol).** I veldig kaldt vær, når luften er meget tørr, kan det trenge mer tid for å aktivere limen. (Å puste på overflaten med lim på et par ganger før man fester den på hoven vil hjelpe.)

For lengst levetid bør limen oppbevares i kjøleskap før den åpnes. Limen fungerer best ved rom- eller kroppstemperatur. Ideelt er det om du putter limen i lommen rett fra kjøleskapet og bærer den med deg før bruk.

Prosedyren ved festing:

Den skadede hovveggen må være ferdig behandlet, så kan den friske hovveggen klargjøres for å få påsatt klossen. Walkease sin rasp bør brukes for å klargjøre hovenes overflate uansett hvilke andre verktøy man har brukt for å forberede hovene. Denne raspen gir den korrekte rene og flate overflaten som Walkease klossen kan festes på. Raspen må rengjøres.

Vær varsom når du behandler Walkease klossen og sørg for at overflaten som skal limes er ren. Test klossens størrelse og form mot hoven. Velg den riktige størrelsen som vil gi hele hovveggen støtte, men uten at det skapes noe stort overlapp.

Alltid bruk hansker når du bruker Walkease lim. Ha sparsommelig med lim på blokken (maksimum 2ml). Ikke bruk mye lim. Bruker du for mye lim så vil det resultere i at klossen ikke festes. Trykk klossen bestemt på hoven. Etter rundt 10 sekunder med jevnt press så vil du føle at klossen "griper". (Muligens lengre tid under kalde forhold). Rett etter klossen "griper", senker du hoven slik at dyret kan sette hele vekten sin på klossen for å ferdiggjøre prosessen. Walkease klossen vil ikke festes skikkelig om vekten ikke blir påført før limen størkner skikkelig.

Limet stivner veldig raskt under dyrets vekt. Limen som er til overs vil bli presset ut og klossen formes til hovens overflate.

Dette forbedrer overflatekontakten og gir et sterkere feste. Under kalde forhold kan det ta litt lengre tid å få skikkelig feste, så la dyret stå litt lengre på klossen før hoven løftes.

Walkease klosser trenger normalt ikke å bli fjernet. De forsvinner naturlig etter 2-3 uker.

Ekstra klosser og lim kan bestilles ved din nærmeste Shoof forhandler.

Fig. 1. Gi hoven den nødvendige behandling

Fig. 2. Bruk raspen for å klargjøre hoven for liming

Fig. 3. Ha på sparsommelig med lim på Walkease klossen.

Fig. 4. Press klossen bestemt på den sunne hoven, slik at den overlapper hovveggen.

Fig. 5. Senk foten slik at dyret får satt vekten på klossen

NB: Se tabellen for 'greptid' på baksiden.

