

Walkease kalıpları, özel olarak hazırlanmış etilen vinil asetat (EVA) malzemesinden yapılmıştır. Siyanoakrilat yapıştırıcısı ile toynağa yapıştırılır. Walkease kalıpları düşük maliyetli olup, kullanımını kolaydır. Özel beceri ve deneyim gerektirmez. Aşağıda verilen talimatlara uyulması gerekmektedir. Talimatların yerine getirilmemesi durumunda, yapıştırıcı yapışmayabilir.

Walkease kalıpları, hafif şiddetteki toynak yaralanmalarını tedavi etmek amacıyla kullanılır. Taban incilmesi gibi rahatsızlıklar ile 2-3 hafta elavasyon gerektiren diğer durumlar için idealdir.

Walkease yapıştırıcısı, diğer pek çok toynak yapıştırıcısından farklıdır. Yapıştırıcının tutması için, toynak ve atmosferde bulunan doğal yeme ihtiyaç duyulur. **Toynağın yapay bir yolla (sıcak hava ya da alkol) kurutulması gerekir.** Havanın çok kuru olduğu aşırı soğuklarda ise, yapıştırıcının tutması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir (Toynağa kalıbı takmadan önce, yapışkanlı yüzeye birkaç kez üfleme işe yarayacaktır).

En iyi şekilde faydalanabilmek için, yapıştırıcının açılmadan önce buzdolabında saklanması gerekir. Yapıştırıcının en iyi kullanım şekli, oda veya vücut sıcaklığı civarında gerçekleşir. İdeal olan, kullanmadan önce dolaptan çıkarıp cebinizde taşımanızdır.

Uygulama:

Yaralanmış pençenin tedavisi tamamlandıktan sonra, kalıbı takmak için sağlıklı pençe hazır hale getirilir. Toynağın hazırlanmasında kullanılan diğer araçlara bakılmaksızın, toynak yüzeyini cilalamak için Walkease törpüsünün kullanılması gerekir. Bu törpü, Walkease kalıbına temiz ve pürüzsüz bir yüzey sağlar. Törpü temiz tutulmalıdır.

Walkease kalıbını takarken, yapışan yüzeyin temiz olduğundan emin olunuz. Kalıbın boyut ve şekil olarak toynağa uyup uymayacağını kontrol ediniz. Tüm toynak duvarını kaplayacak, uygun boyutta kalıp seçiniz. Kalıbın toynaktan taşmasını engelleyiniz.

Walkease yapıştırıcısını kullanırken mutlaka eldiven takınız. Yapıştırıcıyı makul oranlarda kullanınız (maksimum 2ml). Gereğinden fazla yapıştırıcı kullanmayınız. Aşırı yapıştırıcı kullanımı hasara yol açar. Kalıbı, toynağa iyice yapıştırınız. Yaklaşık 10 saniye üzerine bastırdıktan sonra, kalıbın "tuttuğunu" anlayacaksınız (soğuk havalarda daha uzun sürebilir). Kalıp tuttuktan hemen sonra, toynağı indiriniz, böylece yapışma işini tamamlamak için hayvanın tüm ağırlığı kalıba verilmiş olur. Yapışken tamamıyla sertleşmeden önce ağırlık uygulanmazsa Walkease kalıbı doğru bir şekilde yapışmaz.

Yapışkan, hayvanın ağırlığıyla çok hızlı donar. Fazla yapışkan dışarı taşar ve kalıp, toynağın yüzeyine oturtulur. Böylece yüzeyle temas artar ve kalıp daha iyi yapışır. Soğuk havalarda yapışkanın tutma süresi biraz daha fazla olabilir. Bu nedenle, bu koşullarda hayvanın biraz daha uzun süre kalıba basmasını sağlayınız.

Walkease kalıplarının genelde çıkarılmasına gerek yoktur. 2-3 hafta sonra kendiliğinden çıkar.

Ekstra kalıp ve yapıştırıcıları Shoof bayisinden temin edebilirsiniz.

Resim 1. Yaralı pençeyi gerektiği gibi tedavi ediniz.

Resim 2. Diğer pençeyi yapışmaya hazırlamak için törpü kullanınız.

Resim 3. Walkease kalıbına makul oranda yapıştırıcı koyunuz.

Resim 4. Toynak duvarının üzerine gelecek şekilde, sağlıklı pençenin üzerine sertçe bastırınız.

Resim 5. İnek ağırlığını kalıba versin diye, hemen ayağını aşağıya indiriniz.

NOT: Arka sayfadaki, 'Tutma Süresi' tablosuna bakınız.

1



2



3



4



5

